

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
mit 1D Barcode und Zahlencode, farbloser Deckel



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Großpackung à 480 Röhren/Karton
Artikel-Nr.: 593740-WP1D | Thermo

514,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Zahlencode
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	Großpackung à 480 Röhren/Karton
Volumen:	1.0 ml