

## Proben Container 20 ml, mit Verschluss

mit weißem Schraubverschlussdeckel  
Container = PP, Deckel = PE



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück  
Artikel-Nr.: 765040 | Biozym

**131,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Verpackung:** 5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

**Verschluss:** Mit weißem Schraubverschlussdeckel

**Volumen:** 20 ml

#### Proben Container mit Verschluss

- Behälter aus Polypropylen
- Verschluss aus Polyethylen
- Bruchsicher, wodurch Probleme mit Auslaufen und Verdunstung vermieden werden
- Stapelbar und transparent
- Transparente Behälter
- Deckel können zusätzlich mit farblichen Inserts (Art.Nr. 765100 bis 765109) gekennzeichnet werden (Optional erhältlich)

Die chemisch resistenten und bruchsicheren Probenbehälter werden mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss geliefert, der beim Transport von z.B. Gefahrgut unerlässlich ist. Ideal für den Transport und die Lagerung von u.a. Urin, Sputum und den meisten Flüssigkeiten oder Partikelproben.

Die Behälter sind einzigartig stapelbar, bruchsicher und werden aus reinem, hochfestem Polypropylen hergestellt. Erhältlich in vielen Größen von 20 bis 120 ml. Behälter und Verschlüsse sind separat in Beuteln zu 100 Stück verpackt. Die Produkte werden unsteril ausgeliefert.

Geeigneter Temperaturbereich: -90 °C bis +100 °C.