

Proben Container 60 ml, mit Verschluss

mit weißem Schraubverschlussdeckel

Container = PP, Deckel = PE



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: 765044 | Biozym

245,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

Verschluss: Mit weißem Schraubverschlussdeckel

Volumen: 60 mL

Proben Container mit Verschluss

- Behälter aus Polypropylen
- Verschluss aus Polyethylen
- Bruchsicher, wodurch Probleme mit Auslaufen und Verdunstung vermieden werden
- Stapelbar und transparent
- Transparente Behälter
- Deckel können zusätzlich mit farblichen Inserts (Art.Nr. 765100 bis 765109) gekennzeichnet werden (Optional erhältlich)

Die chemisch resistenten und bruch sicheren Probenbehälter werden mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss geliefert, der beim Transport von z.B. Gefahrgut unerlässlich ist. Ideal für den Transport und die Lagerung von u.a. Urin, Sputum und den meisten Flüssigkeiten oder Partikelproben.

Die Behälter sind einzigartig stapelbar, bruch sicher und werden aus reinem, hochfestem Polypropylen hergestellt. Erhältlich in vielen Größen von 20 bis 120 ml. Behälter und Verschlüsse sind separat in Beuteln zu 100 Stück verpackt. Die Produkte werden unsteril ausgeliefert.

Geeigneter Temperaturbereich: -90 °C bis +100 °C.