

MyTemp Mini CO₂ Digital Incubator

with heating and cooling



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55H2300-HC2-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: H2300-HC2-E

4.957,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

CO₂ Inkubation: ja

Verpackung: 1 Stück

Personal CO₂-Incubator

- Digitale Regelung von Temperatur und CO₂
- Passt in die meisten Clean Benches – 20 Liter Kapazität
- Temperatur: RT minus 10 bis 55 °C
- CO₂: 0 bis 20 %
- Dual Beam Infrarot CO₂-Sensor
- Inklusive 2 rostfreier Edelstahlböden

Die Daten:

- **Temperaturbereich:** RT minus 10 °C bis 55 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0,25 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturuniformität:** +/- 0,25 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturinkrement:** 0,1 °C
- **CO₂ Bereich:** 0 bis 20 %
- **CO₂ Sensor:** Dual Beam Infrarot
- **CO₂ Genauigkeit:** +/- 0,1 % (bei 5 %)
- **Luftfeuchtigkeit:** 70 bis 80%

- **Abmessungen:**
 - **Außen:** 33,5 x 37 x 48 cm
 - **Innen:** 26 x 23,5 x 33 cm
- **Fassungsvermögen:** 20 Liter
- **Gewicht:** 6,8 kg
- **Stromversorgung:** 100-240 V, 50-60 Hz