

MyTemp 65HC Digital Incubator

with heating and cooling



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H2265-HC-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: H2265-HC-E

4.031,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Genaue Temperaturregelung von 0 °C bis 60 °C
- Leistungsstarker Kompressor, hält 0 °C
- Edelstahlkammer
- Interne Steckdose für Schüttler, Mischer usw.
- Die Größe ist für den Stand auf dem Boden, oder auf Tischplatten mit einer Höhe von weniger als 82 cm ausgelegt

Die Daten:

- **Temperaturbereich:** 0 °C bis 60 °C (Raumtemperatur minus 25 °C bis 60 °C)
- **Temperaturgenauigkeit:** 0,5 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturuniformität:** +/- 1,0 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturinkrement:** 0,1 °C
- **Abmessungen:** (BxTxH)
 - Außen: 54 x 53,34 x 99,85 cm
 - Innen: 40 x 32,4 x 50,2 cm

