

## Cap Insert, weiß

für diverse Schraubverschlussgefäße und Container



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Beutel à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 765100 | Biozym

**28,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Farbe:** weiß

**Verpackung:** 1 Beutel à 500 Stück

**Verschluss:** Cap Insert

Zur zusätzlichen farblichen Markierung von Deckeln

Das Cap Inserts werden zur Farbcodierung von einigen Biozym Produkten verwendet, je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Es wird oben auf den Verschluss gesteckt und hat einen beschreibbaren, matten Bereich zur Probenidentifikation.

Passend für Deckel folgender Produkte:

Art.Nr. 765040 – 765048 „Probencontainer mit Verschluss“

Art.Nr. 765050 – 765058 „Probencontainer mit Sicherheitsverschluss“

Art.Nr. 761100 – 761118 „Schraubverschlüsse für diverse Schraubverschlussgefäße“