

Cap Insert, blau

für diverse Schraubverschlussgefäße und Container



1 Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 765102 | Biozym

28,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: blau

Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück

Verschluss: Cap Insert

Zur zusätzlichen farblichen Markierung von Deckeln

Das Cap Inserts werden zur Farbcodierung von einigen Biozym Produkten verwendet, je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Es wird oben auf den Verschluss gesteckt und hat einen beschreibbaren, matten Bereich zur Probenidentifikation.

Passend für Deckel folgender Produkte:

Art.Nr. 765040 – 765048 „Probencontainer mit Verschluss“

Art.Nr. 765050 – 765058 „Probencontainer mit Sicherheitsverschluss“

Art.Nr. 761100 – 761118 „Schraubverschlüsse für diverse Schraubverschlussgefäße“