

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, Low Binding

graduiert, mit Druckverschluss
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 250 Stück = 2500 Stück
Artikel-Nr.: 710176X | Biozym

142,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Eigenschaften: Low Binding
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: 10 Beutel à 250 Stück = 2500 Stück
Volumen: 1.5 ml

Low Binding Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 1.5 ml, farblos

- Mit Graduierungen (bei 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml und 1.5 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss. "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar