

Handschuhe, SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI

Größe XXL/11, puderfrei
Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Polybags à 100 Stück
Artikel-Nr.: 743159Z | SHIELD

388,44 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AQL: 0.25
Einsatzbereich: Reinraum - DI
Größe: XXL/11
Handschuhdesign: beidhändig verwendbar, doppelwandig, texturierte Fingerspitzen
Länge: 300 mm
Material: Neopren, Nitril
Produktlinie: SHIELDskin XTREME
Sterilität: nicht steril
Verpackung: 10 Polybags à 100 Stück
Zertifikate: ISO 374-1 Type B JKPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus, MDR Class I

SHIELDskin Xtreme Orange Nitril 300 DI

DI: Basis Kontaminationskontrolle

- Nicht sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreie orange/weiße Nitril/Polychloroprenhandschuhe
- twinSHIELD™ Schutz durch 2-Lagen
- Ambidextrous
- 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 1.5 (EN 374-2:2014 Level 2)

- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 3000 pro $\text{cm}^2 > 0.5 \mu\text{m}$
- Getestet gemäß EN1149-1-2-3 & 5
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert
- Vulkanisationsbeschleuniger frei