


Biozym Blue S'Green qPCR Kit Separate ROX

2500 rxn à 20 µl



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

25 x 1 ml
Artikel-Nr.: 331416XL | Biozym

619,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Applikation: Interkalierender Farbstoff
Farbiger Mastermix: ja
Format: flüssig
Konzentration: 2x
ROX: Separat (no & high & low)
Verpackung: 25 x 1 ml

Das Biozym Blue S'Green qPCR Kit verwendet einen interkalierenden Farbstoff, der im Gegensatz zu anderen Farbstoffen die PCR nicht inhibiert. In Verbindung mit neuester Hot-Start Polymerase-Technologie und Puffer-Chemie wird dadurch höchste Sensitivität und Reproduzierbarkeit gewährleistet. Der blau gefärbte Mastermix minimiert das Risiko von Pipettierfehlern und ist besonders auch zum Einsatz bei weißen PCR-Tubes/Plates geeignet.

Blau gefärbter Mastermix, keine Pipettierfehler, separates Rox

- Nicht PCR-inhibierender, interkalierender Farbstoff
- Schnelle „Extension Rates“ für frühe Cq's
- Höchste Sensitivität – verbessertes Detektionslimit
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Gefärbter Mastermix minimiert Risiko von Pipettierfehlern – gut sichtbar auch in weißen Tubes/Plates