


## Biozym Blue S'Green qPCR Kit Separate ROX

100 rxn à 20 µl



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331416S | Biozym

**45,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Applikation:** Interkalierender Farbstoff  
**Farbiger Mastermix:** ja  
**Format:** flüssig  
**Konzentration:** 2x  
**ROX:** Separat (no & high & low)  
**Verpackung:** 1 x 1 ml

Das Biozym Blue S'Green qPCR Kit verwendet einen interkalierenden Farbstoff, der im Gegensatz zu anderen Farbstoffen die PCR nicht inhibiert. In Verbindung mit neuester Hot-Start Polymerase-Technologie und Puffer-Chemie wird dadurch höchste Sensitivität und Reproduzierbarkeit gewährleistet. Der blau gefärbte Mastermix minimiert das Risiko von Pipettierfehlern und ist besonders auch zum Einsatz bei weißen PCR-Tubes/Plates geeignet.

### Blau gefärbter Mastermix, keine Pipettierfehler, separates Rox

- Nicht PCR-inhibierender, interkalierender Farbstoff
- Schnelle „Extension Rates“ für frühe Cq's
- Höchste Sensitivität – verbessertes Detektionslimit
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Gefärbter Mastermix minimiert Risiko von Pipettierfehlern – gut sichtbar auch in weißen Tubes/Plates