

## Biozym Blue Probe qPCR Kit Separate ROX

100 rxn à 20 µl



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331456S | Biozym

**65,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Applikation:</b>	Sonde
<b>Farbiger Mastermix:</b>	ja
<b>Format:</b>	flüssig
<b>Konzentration:</b>	2x
<b>ROX:</b>	Separat (no & high & low)
<b>Verpackung:</b>	1 x 1 ml

Das Biozym Blue Probe qPCR Kit ist auch für Fast-Cycling moderner qPCR-Cycler geeignet und zeigt dabei Sensitivität und Konsistenz der Ergebnisse. Der blau gefärbte Mastermix ist besonders zum Einsatz bei weißen PCR-Tubes/Plates geeignet und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern.

### Probe qPCR Kit mit blau gefärbtem Mastermix Separates Rox

- Schnelle qPCR-Ergebnisse mit hoher Sensitivität
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Gefärbter Mastermix minimiert Risiko von Pipettierfehlern – gut sichtbar auch in weißen Tubes/Plates