

Biozym Blue Probe qPCR Kit Separate ROX

100 rxn à 20 µl



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331456S | Biozym

45,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Applikation: Sonde
Farbiger Mastermix: ja
Format: flüssig
Konzentration: 2x
ROX: Separat (no & high & low)
Verpackung: 1 x 1 ml

Das Biozym Blue Probe qPCR Kit ist auch für Fast-Cycling moderner qPCR-Cycler geeignet und zeigt dabei Sensitivität und Konsistenz der Ergebnisse. Der blau gefärbte Mastermix ist besonders zum Einsatz bei weißen PCR-Tubes/Plates geeignet und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern.

Probe qPCR Kit mit blau gefärbtem Mastermix Separates Rox

- Schnelle qPCR-Ergebnisse mit hoher Sensitivität
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Gefärbter Mastermix minimiert Risiko von Pipettierfehlern – gut sichtbar auch in weißen Tubes/Plates