

## Flex-T HLA-A\*11:01 Monomer UVX



**BioLegend**  
From Revvity

50 µg  
Artikel-Nr.: B280007 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 280007

**836,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

App\_Abbrev: ELISA, FC

Format: FLEX\_T

Verpackung: 50 µg

Flex-T HLA-A\*11:01 Monomer UVX

Clone:

Isotype:

Other\_Names: MHC tetramer, HLA tetramer, HLA monomer, MHC monomer, biotinylated HLA monomer

Size: 50 µg

Reactivity: Human

Format: FLEX\_T

App\_Abbrev: ELISA, FC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13369>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>