

Alexa Fluor® 594 anti-human CD45

Mouse IgG1, kappa
2D1



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B368520 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 368520

240,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P
Clone: 2D1
Format: A594
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 594 anti-human CD45

Clone: 2D1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Leukocyte Common Antigen (LCA), T200
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: A594
App_Abbrev: IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13460>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>