

Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer



BioLegend
From Revvity

5 mL

Artikel-Nr.: B425501 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 425501

20,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:FC

Format: SOLUTION

Verpackung: 5 ml

Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 5 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App_Abbrev: FC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13256>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>