

Taq DNA Polymerase recombinant, 5 U/ μ l



500 Units

Artikel-Nr.: 350100102 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0100102

53,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

High-Fidelity:	nein
Hot-Start:	nein
Master Mix / Enzym:	Enzym
Multiplex:	nein
PCR / RTPCR:	PCR
PCR-Optimierung:	Standard
Verpackung:	500 Units

Außergewöhnlich reine Taq-DNA-Polymerase für Routine- und anspruchsvolle PCR-Anwendungen

Anwendungen

- Routine und angewandte PCR bis 5 kb
- RT-PCR
- TA Klonierung

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>