

Pfu PCR Master Mix, 2x



100 rxn of 50 μ l
Artikel-Nr.: 350300201 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0300201

125,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

High-Fidelity: ja
Hot-Start: nein
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 100 rxn of 50 μ l

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>