

## Long Range DNA Polymerase, 2.5 U/ $\mu$ l



100 Units / 80 rxn

Artikel-Nr.: 350300301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0300301

**69,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>High-Fidelity:</b>	nein
<b>Hot-Start:</b>	nein
<b>LongRange:</b>	bis 40 kb
<b>Master Mix / Enzym:</b>	Enzym
<b>Multiplex:</b>	nein
<b>PCR / RTPCR:</b>	PCR
<b>PCR-Optimierung:</b>	Standard
<b>Verpackung:</b>	100 Units / 80 rxn

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>