

## Long Range PCR Master Mix, 2x



100 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350300401 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0300401

**125,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**High-Fidelity:** nein  
**Hot-Start:** nein  
**Master Mix / Enzym:** Master Mix  
**Multiplex:** nein  
**PCR / RTPCR:** PCR  
**PCR-Optimierung:** Standard  
**Verpackung:** 100 rxn of 50 µl

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>