

One Step RT-PCR Kit



100 rxn of 50 μ l
Artikel-Nr.: 350400102 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0400102

184,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: RT-PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 100 rxn of 50 μ l

Sensitive RT-PCR mit hoher Ausbeute

- Enthält einzigartige Hot Start Taq DNA-Polymerase
- Effiziente thermostabile Reverse Transkriptase und RNase-Inhibitor
- Mit PCR-Enhancer

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>