

MMuLV Reverse Transcriptase, 200 U/ μ l



10000 Units / 50 rxn

Artikel-Nr.: 350400201 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0400201

65,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kit / Enzym: Enzym
Reaktionstemperatur: 42 °C
RNase H Aktivität: ja
Verpackung: 10000 Units / 50 rxn

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>