

## RevertUP™ II Reverse Transcriptase, 200 U/μl



10000 Units / 50 rxn

Artikel-Nr.: 350400501 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0400501

**89,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Kit / Enzym:** Enzym  
**Reaktionstemperatur:** bis 60 °C  
**RNase H Aktivität:** nein  
**Verpackung:** 10000 Units / 50 rxn

#### Erst-Strang cDNA Synthese von langen Fragmenten (RNase H minus)

- Verbesserte Performance für die Synthese von langen cDNAs (> 19 kb)
- Herausragende Stabilität bei hohen Temperaturen (bis zu 60 °C)
- Hohe Sensitivität für cDNA Synthese von wenigen Template-Kopien

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>