

GenUP™ Exo SAP Kit



500 rxn

Artikel-Nr.: 350701802 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0701802

275,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Gewebe/Organismus: PCR
Methode: Enzymatisch
Nukleinsäure: DNA
Verpackung: 500 rxn

Entfernung von Nukleotiden und Primern aus PCR- und Sequenzierungsansätzen

- Einfach Exonuclease 1 und Shrimp Alkaline Phosphatase zum PCR Mix geben
- Schnell: nur 15 Minuten
- Keine Verluste
- Skalierbar

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>