

TriColor Broad Protein Ladder (3.5 - 245 kDa)



100 minigel applications
Artikel-Nr.: 350900101 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0900101

128,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bandenanzahl: 13

Eigenschaft: ready-to-use

Farbstoff: blau, grün, rot

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: Proteinleiter

Trennbereich: 3.5 - 245 kDa

Verpackung: 100 minigel applications