

## TriColor Protein Ladder (10 - 180 kDa)



100 minigel applications  
Artikel-Nr.: 350900201 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0900201

**117,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Bandenanzahl:** 13

**Eigenschaft:** ready-to-use

**Farbstoff:** blau, grün, rot

**Kategorie:** Elektrophorese

**Produkttyp:** Proteinleiter

**Trennbereich:** 10 - 180 kDa

**Verpackung:** 100 minigel applications