

T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/ μ l



60000 Units / 100 rxn

Artikel-Nr.: 351100301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR1100301

111,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 60000 Units / 100 rxn

Hochreine, hochkonzentrierte DNA-Ligase zur schnellen Ligation

- Adaptor-Ligation
- Klonierung

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>