

## Proteinase K, soluble



1.25 ml

Artikel-Nr.: 351101001 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR1101001

**35,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** 1.25 ml

Proteinase K ist eine aktive Endopeptidase, die zum Abbau von Proteinen in Zelllysaten und zur Freisetzung von Nukleinsäuren verwendet wird. Endogene RNasen und DNasen werden schnell inaktiviert.

- Hochrein, frei von RNasen und DNasen
- Stabil über einen großen pH-Bereich (4 bis 12,5)
- Auch lyophilisiert erhältlich
- Konzentration ~20 mg/ml

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>