

PCR Grade Water

10 x 1.5 ml



15 ml

Artikel-Nr.: 351900301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR1900301

21,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Abpackung: Einzelgefäße

Produkttyp: PCR Grade Wasser

Verpackung: 15 ml

Features

- Hochreines steriles filtriertes entionisiertes Wasser
- Ohne Verwendung von Chemikalien wie DEPC hergestellt
- DNase-, RNase- und Protease-frei
- Bioburden getestet

Applikationen

- Gebrauchsfertiges Wasser für Standard-PCR und qPCR
- Pufferpräparation und Enzymverdünnungen
- Viele anderen molekularbiologische Anwendungen