

## dNTP Mix 25 mM each, 5 ml



500 µmol (jeweils 125 µmol)  
Artikel-Nr.: 331550L | Biozym

**548,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Abpackung:** Mix  
**Konzentration:** 25 mM  
**Produkttyp:** dNTP  
**Verpackung:** 500 µmol (jeweils 125 µmol)

**Der Biozym dNTP Mix ist hochrein, langzeitstabil und geeignet für alle PCR-Applikationen**

- Reinheit > 99 %
- Stabil auch nach häufigem Auftauen und Einfrieren
- Nach 4 Wochen bei RT: 95 % der dNTPs in Triphosphat-Form