

Biozym Probe qPCR Kit Separate ROX

100 rxn à 20 µl



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 x 1 ml
Artikel-Nr.: 331455S | Biozym

45,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Applikation: Sonde
Format: flüssig
Konzentration: 2x
ROX: Separat (no & high & low)
Verpackung: 1 x 1 ml

Das Biozym Probe qPCR Kit ist für singleplex- und multiplex-Applikationen auf allen verbreiteten qPCR Instrumenten geeignet. Der Probe Mix wird zur spezifischen Detektion von low-copy Templates oder zur Quantifizierung von genomischer und cDNA, sowie viralen Sequenzen verwendet. Das Kit ist für alle modernen qPCR-Cycler geeignet und zeigt Sensitivität und Konsistenz der Ergebnisse auch unter fast und ultra-fast Cycling-Bedingungen.

Sensitiver Probe qPCR Kit Separates Rox

- Hocheffizient in Multiplex-Experimenten
- Höchste Sensitivität und frühe Cq's
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Auch erhältlich als blau gefärbter Mastermix für fehlerminimiertes Pipettieren (Blue Probe qPCR Mix)