


Biozym Probe qPCR Kit Separate ROX

2500 rxn à 20 µl



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

25 x 1 ml
Artikel-Nr.: 331455XL | Biozym

619,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Applikation: Sonde

Format: flüssig

Konzentration: 2x

ROX: Separat (no & high & low)

Verpackung: 25 x 1 ml

Das Biozym Probe qPCR Kit ist für singleplex- und multiplex-Applikationen auf allen verbreiteten qPCR Instrumenten geeignet. Der Probe Mix wird zur spezifischen Detektion von low-copy Templates oder zur Quantifizierung von genomischer und cDNA, sowie viralen Sequenzen verwendet. Das Kit ist für alle modernen qPCR-Cycler geeignet und zeigt Sensitivität und Konsistenz der Ergebnisse auch unter fast und ultra-fast Cycling-Bedingungen.

Sensitiver Probe qPCR Kit Separates Rox

- Hocheffizient in Multiplex-Experimenten
- Höchste Sensitivität und frühe Cq's
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Auch erhältlich als blau gefärbter Mastermix für fehlerminimiertes Pipettieren (Blue Probe qPCR Mix)