

Parafilm M, Rolle 500 mm x 15 m

20 IN. X 50 FT, PM-998



Abbildung ähnlich

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 1 Stück
Artikel-Nr.: 743313 | Biozym

165,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: Packung à 1 Stück

Mit der Parafilm Verschlussfolie lassen sich Laborverbrauchsmaterial und Gefäße absolut dicht verschließen. Das Material lässt sich bis zu 200% dehnen und passt sich unregelmäßigen Formen und Oberflächen an.

- Bis zu 48 Stunden beständig gegen Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen
- Wasserundurchlässig, gasdurchlässig, geruch- und geschmacklos
- Dauergebrauchstemperatur: - 45° bis + 50° C