

## Orbi-Shaker MP

with 4 position micro plate platform



**Benchmark** Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BT1502-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BT1502-E

**1.289,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Technische Daten

### Kompakter Mikrotiterplatten-Schüttler

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 200 bis 1500 rpm
- **Orbit:** 3 mm
- **Kapazität:** Bis zu 4 Mikrotiterplatten
- **Betriebstemperaturbereich:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 28 x 27 x 12 cm
- **Timer:** 1 min bis 99 h / kontinuierlich
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Stromversorgung:** 100-240 V, 50-60 Hz, 250 W

## Beschreibung

<b>Applikation:</b>	Mikrotiterplatte, Mixing
<b>Bewegung:</b>	Orbital
<b>Display:</b>	ja
<b>Drehzahl:</b>	über 30 rpm
<b>Magic Clamp:</b>	ja
<b>Variable Drehzahl:</b>	ja
<b>Verpackung:</b>	1 Stück

- Digitale Drehzahlregelung bis 1500 U/min
- 3 mm Orbit für gründliches Mischen in Mikrotiterplatten
- Inklusive Plattform für bis zu 4 Mikrotiterplatten
- Kühlraum- und Inkubatorsafe
- Optionale Adapter zum Mischen von Mikroröhrchen

Der Orbi-Shaker MP™ ist mit einem 3 mm Mischorbit ausgestattet, der für das gründliche Mischen von Mikroplatten und/oder PCR-Platten optimiert ist. Bis zu vier Platten (Standard oder Deep Well) können auf der mitgelieferten Plattform platziert werden und sind sofort ohne Verwendung von Federn, Klemmen oder Werkzeugen befestigt.