

Matrix Empty Latch Racks for 1.0 ml ScrewTop Tubes

Latch Rack mit Barcode (linear, 2D und numerisch)
auf der Längsseiten und beiden Stirnseiten



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Stück

Artikel-Nr.: 594897-BR | Thermo

86,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode, linearer Barcode, numerischer Barcode
Format:	Latch Rack mit Barcodes
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	5 Stück