

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tu, 0.5 ml, WP/1D, V

steril, mit Deckel, 1D Barcode & Zahlencode a Tube

Deckel: farblos, Rack mit Barcodes



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)
Artikel-Nr.: 593744-WP1D-BR | Thermo

689,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	1D-Barcode, 2D-Barcode, Rack mit Code, Zahlencode
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)
Volumen:	0.5 ml