

Pipette 3 - Pack 10; 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl
inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



1 Stück
Artikel-Nr.: 655280 | Sartorius

964,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen