

Accuris Mini 500 g Balance

500 grams / 0.1 g readability



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55W4000-500 | Benchmark | Hersteller-Nr.: W4000-500

50,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Auflösung: 0.1 g
Kalibrierung: Extern
Verpackung: 1 Stück
Wägebereich: bis 500 g

Mini Laborwaage, 500 g
Model 55W4000-500

Die Daten:

- Messbereich: bis 500 g
- Ablesegenauigkeit: 0.1 g
- Wiederholgenauigkeit: 0.1 g
- Linearität: 0.2 g
- Waagschalengröße: 5.1 x 5.7 cm
- Power: 2 AAA Batterien
- Wägeeinheiten: g, ct, dwt, gn
- Externe Kalibrierung
- Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD
- Außenabmessungen: 6.6 x 9.9 x 1.9 cm