

Accuris Mini 100 g Balance

100 grams / 0.01 g readability



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55W4000-100 | Benchmark | Hersteller-Nr.: W4000-100

56,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Auflösung: 0.01 g

Kalibrierung: Extern

Verpackung: 1 Stück

Wägebereich: bis 120 g

Mini Laborwaage, 100 g

Model 55W4000-100

Die Daten:

- Messbereich: bis 100 g
- Ablesegenauigkeit: 0.01 g
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 g
- Linearität: 0.02 g
- Waagschalengröße: 5.1 x 5.7 cm
- Power: 2 AAA Batterien
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD
- Außenabmessungen: 6.6 x 9.9 x 1.9 cm