


PCR 384-Well TW-MT-Platte, weiß

Universalplatte, skirted, laser marked, barcoded
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 40 Stück
Artikel-Nr.: 712457 | Biozym

312,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A24, P24

Eigenschaften: Universalplatte, laser marked, mit Barcode

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 40 Stück