

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 2.0 ml, steril

Innengewinde, flacher Boden, Zahlencode am Boden
farbloser Deckel, Rack mit linear Barcode



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 48 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 59374221-BR | Thermo

949,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--|
| Brand: | Nunc |
| Codierung: | 2D-Barcode, Rack mit Linear-Barcode, Zahlencode am Boden |
| Format: | Rack im SBS Format |
| Passend für Rackformat: | SBS/48 |
| Produktart: | Gefäß mit Deckel |
| Schraubdeckel / Stopfen: | Innengewinde |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Latch Racks à 48 Tubes (480 Stück) |
| Volumen: | 2.0 ml |