

Pipette 4 - Pack 20; 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 0.5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



 **sartorius**

1 Stück
Artikel-Nr.: 655282 | Sartorius

1.260,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen