

Pipette 5 - Pack 10; 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 0.5-10, 10-100, 20-200, 100-1000 µl
1x 500-5000 µl, inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



 **sartorius**

1 Stück
Artikel-Nr.: 655284 | Sartorius

1.570,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen