

Pipette 3 + 1 - Pack Sartorius Tacta Pipetten

je 1x: 0.5-10, 20-200, 100-1000 µl, (1-Kanal)
1x 8K 30-300 µl, inkl. Spitzen + 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 655286 | Sartorius

1.740,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen