

## Pipette 3 - Pack Max 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 100-1000 µl, 0.5-5 ml, 1-10 ml  
inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



1 Stück  
Artikel-Nr.: 655287 | Sartorius

**964,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette, Starterkit  
**Marke:** Sartorius Tacta  
**Pipettenvolumen:** bis 10 ml  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen