


Adhesive PCR Foil Seal Strong Aluminiumfolie

Sheets, 137 x 80 mm, Pierceable & Peelable
Anwendungstemperatur: -80°C bis +110°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück
Artikel-Nr.: 600229 | Biozym

165,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +110°C, PCR

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Verpackung: 100 Stück

Besonders starke, piercebare und peelbare Aluminiumfolie

Geeignet für Probenlagerung in weitem Temperaturbereich. Sicherer Verschluss von PCR Platten und anderen Multiwellplatten.

Die Daten:

- Pierceable
- Peelable
- Weiter Temperaturbereich von -80°C bis +110°C
- Applikationen: PCR, Probenlagerung auch bei niedrigen Temperaturen
- Frei von DNase, RNase und humaner genomischer DNA - nicht steril
- Maße: 137 x 80 mm