

## BlueRMCT7, Thermocooler-Rack

64 x Rotor-Gene Tubes + 16 x 0.2 ml + 4 x 0.5 ml  
LxBxH = 141 x 99 x 44 mm (H mit Deckel)



Packung à 2 Stück, -80°C bis +120°C  
Artikel-Nr.: 733380 | Biozym

**93,80 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Gefäßgröße:** Rotor-Gene Tubes

**Produkttyp:** Thermocooler

**Stellplätze:** 64

**Verpackung:** -80°C bis +120°C, Packung à 2 Stück