

## Kühlschrank Box faltbar, inkl. 144er Raster, natur

LxBxH=133x130x30, Material Polypropylen  
für 144 x 0.2 ml Gefäße, 7.9 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück  
Artikel-Nr.: 730113 | Biozym

**133,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager  
**Farbe:** natur  
**Gefäßgröße:** 0.2 ml  
**Stellplätze:** 144  
**Verpackung:** Packung à 10 Stück