

Kühlschrank Box, faltbar, inkl. 81er Raster, natur

LxBxH=133x130x42 mm, Material Polypropylen
81 x 0.5 ml GefäÙe, 12 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 730119 | Biozym

133,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: natur
GefäÙgröße: 0.5 ml
Stellplätze: 81
Verpackung: Packung à 10 Stück