

Kühlschrank Box faltbar, inkl. 100er Raster, natur

LxBxH= 188x198x41, Material Polypropylen
100 x Vials, 17 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 730121 | Biozym

174,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Durchmesser des Röhrchens: 17 mm
Farbe: natur
Stellplätze: 100
Verpackung: Packung à 10 Stück